

## Manichini conformi alle Linee Guida



La Laerdal ha aggiornato i suoi manichini RCP per essere completamente conformi con le Linee Guida 2005 AHA/ERC.

Più specificatamente:

- Un sollevamento del torace visibile (1-2 cm) e un corretto feedback, si manifestano con un volume ventilato ridotto (500 – 800 ml)
- Tutti i manichini permettono una completa profondità delle compressioni (i manichini di neonati sono stati modificati)
- Rapporto compressioni-ventilazioni 30:2 (il software per i report è stato aggiornato)



**Adulto** *Per attivare il sollevamento del torace visibile e il corretto feedback con un volume ventilato di 500 – 800 ml, sono stati implementati i seguenti cambiamenti*

	<b>Cosa c'è di nuovo?</b>	<b>Come aggiornarlo</b>
Manichini Little Anne	Dimensioni dei polmoni ridotte, per un migliore sollevamento del torace (revisione del numero esistente)	020300 Vie aeree (24 pz.) 020301 Vie aeree (96 pz.)
Manichini Resusci Anne SkillGuide	Un nuovo cursore (in nero) si attiva a 500 – 800 ml con i polmoni standard (152250)  500 – 800 ml con il vecchio cursore	153700 Sensore  152650 Vie aeree (24 pz.)
Manichini Resusci Anne SkillReporter	Nuovi volumi di ventilazione (500 – 800 ml) e tabelle dei report migliorate	315950 Kit per la riprogrammazione
Resusci Anne Advanced SkillTrainer	Aggiornamento del software PC SkillReporting System (gratuito), si attiva a 500 – 800 ml con polmoni standard e rapporto compressioni-ventilazioni 30:2	<a href="http://www.laerdal.it">www.laerdal.it</a>
Resusci Anne Simulator	Aggiornamento del software PC SkillReporting System (gratuito), si attiva a 500 – 800 ml con polmoni standard e rapporto compressioni-ventilazioni 30:2	<a href="http://www.laerdal.it">www.laerdal.it</a>



**Neonato** *Per permettere compressioni più profonde, sono stati implementati i seguenti cambiamenti*

	<b>Cosa c'è di nuovo?</b>	<b>Come aggiornarlo</b>
Resusci Baby	Componente molla per compressioni, nuovi cursori, pelle del torace, polmoni e gabbia toracica per una completa profondità delle compressioni	144490 Kit d'aggiornamento
ALS Baby	Manichini di nuova produzione, sono consegnati già conformi alle Linee Guida 2005	083050 kit d'aggiornamento e 082025 polmoni/stomaco (6 pz.)



Little Anne



Resusci Baby



Resusci Anne



**Laerdal**  
helping save lives