

Coude de perfusion Deluxe

Mode d'emploi



Laerdal[™]
helping save lives

Le coude d'entraînement à la perfusion (réf. 270-10101) est la reproduction réaliste du coude d'un patient de taille normale. Il est conçu spécialement pour permettre l'entraînement des professionnels à la perfusion et à des injections dans la zone antébrachiale.

En raison de la qualité de sa fabrication, ce simulateur devrait permettre de réaliser de nombreuses sessions de formation s'il est correctement entretenu.

Articles inclus :

- (1) 270-10101 Coude d'entraînement à la perfusion
- (1) Mode d'emploi
- (1) Livret sur la garantie globale de laerdal

Mode d'emploi :

1. Fixer le tuyau de perfusion à l'une ou l'autre des extrémités de la veine en latex.
2. Laisser pénétrer le liquide dans le coude jusqu'à ce qu'il atteigne l'autre extrémité de la veine en latex.
3. Arrêter l'écoulement du liquide.
4. Le simulateur est maintenant prêt pour la perfusion.

NOTE: Nous recommandons de ne pas utiliser une aiguille de taille supérieure à 21. Ceci prolongera la vie de la peau et des veines. Si vous utilisez un cathéter, il faut le lubrifier avec du lubrifiant en spray pour faciliter l'insertion.

Précautions et entretien :

1. Le simulateur doit être vidangé après chaque utilisation. Remarque : si de l'eau est injectée par mégarde dans la mousse, elle doit être extraite par pression et non par torsion. Le coude doit être ensuite placé dans un endroit ventilé pour sécher.
2. Les veines sont constituées d'un tube industriel résistant ; toutefois elles fuiront si elles sont soumises à une pression élevée anormale. Une perfusion normale effectuée selon les procédures standard d'administration de liquides ne produit pas de pression anormale.
3. Après la session de formation, le coude de perfusion doit être redressé pour permettre un séchage à l'air afin d'éviter tout risque d'écoulement ou de moisissure.
4. Conservé dans un sac ou une boîte fermée, le plastique servant à fabriquer ce produit provoque des émanations pouvant être quelque peu désagréables pour certaines personnes et qui se font particulièrement sentir lors de la première ouverture de l'emballage. Ces émanations se dissipent rapidement et disparaissent. Remarque : ne pas trop tirer le caoutchouc au niveau des joints ce qui risquerait de les décoller.

5. Toujours travailler sur une surface propre. EVITER L'UTILISATION DE MARQUEURS, DE STYLOS A ENCRE, D'ACETONE, DE IODINE OU AUTRES AGENTS COLORANTS ET NE PAS METTRE LE SIMULATEUR SUR DU PAPIER JOURNAL CE QUI RISQUERAIT DE LE TACHER.
6. Procéder régulièrement à un contrôle général.
7. Ranger les pièces correctement entre les sessions de formation.

REMARQUE : le procédé de fabrication du coude d'entraînement à la perfusion Deluxe ne permet ni sa réparation ni le remplacement de sous-ensembles.



Mises en garde et avertissements

Ce produit en **Caoutchouc naturel** contient du latex susceptible de provoquer des réactions allergiques lorsqu'il est en contact avec les personnes.

Norvège : LAERDAL MEDICAL AS
P.O. Box 377, N-4002 Stavanger
Tel. +47 51 51 17 00, Fax +47 51 52 35 57
E-mail: laerdal.norway@laerdal.no

Australie : LAERDAL Pty. Ltd. (ABN 47 003 817 490)
23 Edward Street, Oakleigh, Victoria 3166
Tel. +61 3 9569 4055, Toll free 1800 331 565
Fax +61 3 9569 4028, Toll free 1800 635 835
E-mail: customer.service@laerdal.com.au

Benelux: "The Laerdal BeNeLux House"
Dijkstraat 54, NL-5554 PS VALKENSWAARD
Tel. +31 40 208 58 00, Fax +31 40 208 58 02
E-mail: laerdal.benelux@laerdal.nl

Benelux : Belgique et Luxembourg
LAERDAL BeNeLux NV
Mechelsesteenweg 277, B-1800 VILVOORDE
Tel. +32 2 253 36 96, Fax +32 2 253 36 90
E-Mail: info@laerdal.be

Canada et Amérique Latine :
LAERDAL MEDICAL CANADA LTD.
151 Nashdene Rd., Unit #45
Toronto, ON, Canada, M1V 4C3
Tel. +1 (416) 298-9600,
Toll free 888/LAERDAL (523-7325)
ou en français (800) 567-9987
Fax +1 (416) 298-8016
E-mail: savelives@laerdal.ca

Danemark : LAERDAL DANMARK
Postbox 225, DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 80 333 112, Fax +45 80 333 555
E-mail: laerdal.denmark@laerdal.no

Europe de l'est : LAERDAL C.E. EUROPE
A-1060 Vienna, Mariahilferstr. 1d/1/3
Tel - Fax +43 15877140, Tel. +43 15815927
E-mail: mstam@aon.at

Extrême Orient : LAERDAL Singapore Pte Ltd
No 1 Marine Parade Central
#13-05, Parkway Centre Singapore 449408
Tel. +65 63464259, Fax +65 63467523
E-mail: admin@laerdal.com.sg

Finlande : LAERDAL OY
Vattuniemenranta 2, 00210 HELSINKI
Puhelin +358 (0)9-612 99 80,
Telekopio +358 (0)9-692 77 99
E-mail: laerdal.finland@laerdal.no

France : LAERDAL MEDICAL FRANCE
1 rue des Vergers - Bâtiment n°5B - 69760 Limonest
Tél. +33 (0)826 46 66 10, Fax +33 (0)4 78 35 38 45
E-mail: info@laerdal.fr

Allemagne : LAERDAL MEDICAL DEUTCHLAND GmbH
Am Loferfeld 56, 81249 München
Tel. +49 (0)89 / 864 954-0, Fax +49 (0)89 / 864 34 84
E-mail: info@laerdal.de

Italie : LAERDAL ITALIA s.r.l.
Via Piero Gobetti 52/2 int.Z, 40129 Bologna
Tel. +39 051-355587, Fax +39 051-355598
E-mail: laerdal.italia@laerdal.no.

Japon : LAERDAL MEDICAL JAPAN K..K..
Shinjuku IS Bldg.. 8F
2-13-12, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
Tel. 81-3-5919-2121, Fax: 81-3-5919-2122
E-mail: laerdal.japan@laerdal.co.jp

Malaisie : LAERDAL HOSPILINE Sdn Bhd
12 Jalan Titir 33/25, Section 33, Shah Alam Technology Park,
40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,
Tel +60 (3) 5122-7002, Fax +60 (3) 5122-5650
E-mail: customer.service@Laerdal.com.my

Nouvelle Zélande : LAERDAL NEW ZEALAND Ltd
(GST Number 79-403-636)
PO Box 302664, North Harbour, Auckland 1330
Tel. +61 3 9564 4066, Toll free 0800 523 732
Fax +61 3 9563 3368, Toll free 0800 528 852
E-mail: customer.service@laerdal.co.nz

Portugal : LAERDAL ESPANA, Sucursal em Portugal
Rua da Bela Vista à Graca, no.31 A. Escritorio 9,
1170-054 Lisboa
Tel. (+351)-21-816-6567, Fax (+351)-21-816-6568,
Mob. (+351)-918765367

Espagne : LAERDAL ESPANA, S.L.
Manuel Tovar 19, 28034 Madrid
Tel. (+34) 902-291110, Fax (+34) (91)-7291125
E-mail: laerdal.spain@laerdal.no

Suède : LAERDAL MEDICAL AB
Box 2064, Paviljongvägen 3-5, 132 02 Saltsjö-Boo
Tel. +46 (0)8-55614610, Fax +46 (0)8-55614619
E-mail: Laerdal.sweden@laerdal.se

Royaume Uni : LAERDAL MEDICAL LTD.
Laerdal House, Goodmead Road, Orpington,
Kent BR6 0HX
Tel. +44 (0)1689 876634, Fax +44 (0)1689 873800
E-mail: customer.service@laerdal.co.uk

USA
LAERDAL MEDICAL CORPORATION
167 Myers Corners Road, P.O. Box 1840
Wappingers Falls, New York 12590-8840
Tel. (800) 431-1055, +1 (845) 297-7770
Fax (800) 227-1143, +1 (845) 298-4545
E-mail: customerservice@laerdal.com

LAERDAL TEXAS
P.O. Box 38, 226 FM 116 South
Gatesville, Texas 76528-0038
Tel. (800) 433-5539, (254) 865-7221
Telefax (254) 865-8011
E-mail: services@mpltx.com