

Introduzione al fascicolo

INTRODUZIONE

Resusci Anne Skills Station è un sistema interattivo che combina misurazione delle prestazioni della RCP con feedback vocale per migliorare la qualità della RCP. Resusci Anne Skills Station è impostata per misurare e fornire il feedback secondo le linee guida dell'AHA/ERC, ma può essere facilmente personalizzata in base agli adattamenti a livello nazionale o organizzativo delle linee guida internazionali sulla rianimazione. Il sistema è costituito da:


Manichino di adulto, a grandezza originale



Manichino di neonato (opzionale)




Software per la misurazione e il feedback



Competence Management Software per la gestione di gruppi più grandi di allievi riguardo a: registrazione automatica delle prestazioni dell'addestramento, allocazione di risorse (più skills station, istruttori, esercitazioni) e calendari condivisi




License Server con 200 licenze



È, inoltre, necessario un computer da tavolo o portatile. Non è incluso nel prodotto e deve essere acquistato separatamente dal cliente.

Introduzione al fascicolo

AIUTARE A CREARE COMPETENZE



Aiutare a creare competenze

La sicurezza e il risultato del paziente dipendono in modo critico dalla competenza del personale sanitario.

La creazione di competenze reali è un processo graduale. Comprende l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze, l'abitudine a prendere decisioni veloci e sicure, l'addestramento realistico in team e l'acquisizione di esperienza clinica. Il mantenimento e l'aumento delle competenze è un processo in corso.

Laerdal offre prodotti di apprendimento che rispondono a esigenze in continua evoluzione nella medicina d'urgenza dall'introduzione di Resusci Anne nel 1960.

Oggi, la nostra gamma di prodotti di apprendimento poco costosi, atti a salvare la vita, comprende materiale originale grafico, trainer innovativi, simulatori computerizzati interattivi e simulatori paziente avanzati.

Ciò riflette la nostra convinzione che aiutare a creare competenze rappresenta una parte fondamentale della nostra missione: contribuire a salvare vite umane.

Introduzione al fascicolo

ADDESTRAMENTO



La RCP di qualità adeguata è il fondamento di qualsiasi tentativo di rianimazione. Il mantenimento delle capacità fondamentali necessarie per assicurare la RCP di qualità può essere costoso e complesso dal punto di vista logistico. Resusci Anne Skills Station consente esercitazioni pratiche individuali con feedback vocale in tempo reale sulla qualità delle compressioni e delle ventilazioni.

Il sistema fornisce anche feedback che incoraggia interruzioni minime nelle compressioni per ottimizzare l'efficacia della RCP. Skills Station può essere utilizzata da professionisti del settore sanitario e da personale non medico per l'addestramento e la certificazione BLS uniformi. Le registrazioni delle prestazioni sono trasferite direttamente su un Competence Management System dove è possibile monitorare le prestazioni e i progressi. Skills Station consente anche strategie di addestramento più flessibili, compresi i promemoria automatici di addestramento e una maggiore frequenza nella pratica delle capacità. Se Skills Station è integrata in una strategia di miglioramento della qualità complessiva, può essere utilizzata per rispondere rapidamente al feedback ottenuto durante gli eventi reali di rianimazione utilizzando la tecnologia di defibrillazione QCPR.

