


# その他のリリース製品

## レールダルAVS



# レールダルAVS

- 2008年10月リリース
- 操作側はリアルタイムで複数の映像を見ることが出来る
- SimMan SimBaby『結果レポート』にAVSの画像・音声を取込むことが可能
  - 最高4つ(もしくは3つ+患者モニタの波形)のビデオカメラの録画(音声は一入力)、イベントログ、患者モニタの波形を同期させ表示することが可能である
- 遠隔操作トレーニングにも活用できる
- カタログ番号210-08001 定価130万円(税抜)
  - レールダルテクニカルによる設置費込み
- SimBaby、SimManMk2、SimMan3Gのソフトで**利用可能**

# AVSシステムの製品構成



カメラは  
含まれていません。

# AVSシステム利用してのトレーニング風景



AVSクライアントでトレーニングの様子を4分割画面で表示し、患者モニタの波形も表示。

# ディブリーフィングの風景



複数台のカメラで撮影したトレーニングの様子を SimMan SimBabyソフトの『結果レポート』に取り込み、振り返りに活用することが可能。

『結果レポート』にイベントログ、患者モニタの波形、最大3つの録画面を再現できる。