



Die umfassende Absauglösung für effiziente Patientenversorgung

Laerdal Suction Unit



- Selbsttestfunktion
- Geräuscharm
- 5 Jahre Garantie
- Spritzwassergeteilt
- e1 Kennzeichnung
- Wandhalterung

Laerdal Compact Suction Unit



- 2 Jahre Garantie
- Preisgünstig
- IPX2
- 2,9 Kilo
- HEPA Hochleistungs-
bakterienfilter

V-VAC



- Einweg-Sammelbehälter
- Saugleistung 380 mmHg
- Einstellbare Saugleistung
- Spitzenflow > 70ml/min

Die Herstellung und Etablierung von Airway Produkten gehört mit zu den kritischsten Herausforderungen für den Hersteller und den Anwender. Laerdal Absauggeräte gehören seit 1968 zu den erfolgreichsten und qualitativ hochwertigsten Produkten im Bereich Airway, was von zahlreichen Anwendern im alltäglichen Einsatz bestätigt wird.

Laerdal Suction Unit



Laerdal Suction Unit (LSU) 780000
mit wiederverwendbarem Sammelbehälter



Laerdal Suction Unit (LSU) 780010
mit Abbott Einmal-Sammelbehälter

Die Laerdal Absaugeinheit LSU – einsatzbereit, genau wie Sie!

Die perfekte Antwort auf eine Umgebung, die lärmempfindlich ist.

Extreme Situationen verlangen extrem robuste Lösungen - wie die LSU!

■ Selbsttestfunktion

Die erste und einzige Absaugeinheit mit Selbsttestfunktion. Mit nur einem Tastendruck überprüft das Gerät selbsttätig z.B. den Verschluss des Saugschlauches und Systemdichtheit. Die LSU verfügt über ein integriertes Ladegerät. Der Akku kann jederzeit ohne Hilfsmittel ausgetauscht werden.

■ Geräuscharm

Extrem leise, deshalb bestens geeignet zum Einsatz z.B. auf Säuglings- oder Pflegestationen sowie im Home-Care-Bereich.

■ Flexibel

Das Gerät ist ausgestattet mit eingebautem Netzteil und kann direkt mit 220 V oder 12 V betrieben werden. Optional ist die Lade-Wand-Halterung mit einer 12V- oder 220V-Ausführung erhältlich. Ein dritte Wandhalterung, ohne Stromkabel, ist auch verfügbar.

Wandhalterung für LSU

■ Produktvorteile

- 20 G getestet
- Entspricht EN 1789



Laerdal Suction Unit (LSU) 780000 mit wiederverwendbarem Sammelbehälter

Neue Produktvorteile:

- Schläuche mit Größen- und Farbmarkierung
- Schlauch-Montage-Anleitung
- Schwimmerball im Deckel integriert

Laerdal Suction Unit (LSU) 780010 mit Abbott Einmal-Sammelbehälter

Neue Produktvorteile:

- Schläuche mit Größen- und Farbmarkierung
- Schlauch-Montage-Anleitung

Laerdal Compact Suction Unit



LCSU 880020 mit Einmal-Sammelbehälter



LCSU 880020 mit wiederverwendbarem Sammelbehälter

Sie haben wenig Platz? LCSU ist die Lösung!

Groß in der Saugkraft und dabei klein und handlich – damit übertrifft die Laerdal Compact Suction Unit (LCSU) die internationalen Standards für eines der kleinsten batteriebetriebenen Absaugeinheiten auf dem Markt. Das Gerät hat eine 2-jährige Garantie und ist ausgestattet mit dem herausragenden HEPA Hochleistungsbakterienfilter.

Alle Laerdal Compact Suction Units enthalten

- Komplette Sammelbehälter (Einmal- oder wiederverwendbar)
- Saugleistungsregler- und Anzeige
- Interne Batterie
- Gleich- und Wechselstromadapter (AC/DC) kombiniertes Netz- und Ladekabel
- Gebrauchsanleitungen und weiche Transporttaschen.

- Gedacht für normale und reguläre orale, nasale und tracheale Absaugungen für Kinder und Erwachsene
- Geräumige und strapazierbare Tragetasche – zum einfachen Transport und zur Aufbewahrung von Zubehör geeignet
- Dieses Produkt hat einen An/Aus Schalter und eine Batterie-Fast-Leer-Anzeige und Ladevorgang-Anzeige
- Die Einheit wird mit einem 800 ml Einmal-Sammelbehälter oder einem 1.200 ml wiederverwendbaren Sammelbehälter, einem Bakterienfilter, einem Anschluss und einem Patientenschlauch geliefert

V-VAC Manuelle Absaugpumpe



Das „Alles in einem Paket“

Ein einfaches und dennoch sehr effizientes Gerät für den Ersthelfer. Einhandbedienung.

- Einstellbare hohe oder niedrige Saugleistung
- Leistung: max. Saugkraft > 380 mm Hg, Spitzenflow > 70 l/min
- Zubehör: diverse Absaugansätze
- Der Einwegsammlbehälter macht eine Reinigung des Saugsystems überflüssig
- Der wiederverwendbare Handgriff ist leicht zu reinigen
- Mit Ersatzbehälter als Teil des Starter-Kits oder als Ersatzprodukt

- Ein einfaches und dennoch sehr effizientes Gerät für den Ersthelfer
- Einhandbedienung

Katalog Nummer

78000010 LSU mit wiederverwendbarem Sammelbehälter
78001010 LSU mit Abbott Einmal-Sammelbehälter
782600 Ladewandhalterung mit Kfz-Kabel 12 - 28V
782620 Ladewandhalterung mit Netzkabel 220V
782640 Wandhalterung ohne Stromkabel
88002040 LCSU mit Einmal-Sammelbehälter
88003040 LCSU mit wiederverwendbarem Sammelbehälter
985000 V-VAC Starter Kit

Technische Daten

Produktvorteile	LSU	LCSU	V-VAC
Leistung	>25 Liter pro Minute	27 Liter pro Minute	70 Liter pro Minute
Vakuumbereich	80-500+ mmHg	550 mmHg	170-380 mmHg Plus
Vakuumregler	Ja, 5 Einstellungen	Ja	Einstellung der Hubhöhe
Vakuum-Messgerät	LED Anzeige	Ja	
Gewicht (inklusive Batterie)	4.0 kg	2,9 kg	292 g
Batteriekapazität	45 Minuten	60-90 Minuten	
Schnell-Lade-Option (80%)	3 Stunden	Nein	
Ladezeit für volle Aufladung	24 Stunden	10-17 Stunden	
Anzeige für Batteriezustand	Ja	Nein	
Batterieumtausch o. Werkzeug	Ja	Nein	
Batterietyp	Bleisäure	Bleisäure	
Betrieb/Aufladung 220V	100-230 V Netz	100-240 V Netz	Nein
Betrieb/Aufladung	12-28 V Kfz-Kabel	12 V Kfz-Kabel	
Verwendung im Flugzeug		Nur für Batteriebetrieb	Ja
Lautstärke	Max. 56 dBA	> 70 dBA	Manuelle Absaugpumpe
Wiederverwendbare Sammelbe.	Ja (1.000 ml)	Ja (1.200 ml)	Nein
Einmal-Sammelbehälter	Ja (1.000 ml)	Ja (800 ml)	Ja (425 ml)
e1 Kennzeichnung	Ja	Nein	Nicht notwendig
Selbsttestfunktion	Ja	Nein	Nein
Tragetasche	Zubehör	Ja, inklusive	Zubehör
Schutzklasse gem. IEC 529	IP34D	IPX2	
Garantie	Fünf Jahre	Zwei Jahre	Ein Jahr
CE-zertifiziert	Ja	Ja	Ja
ISO 10079 konform	Ja	Ja	Ja

Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Laerdal Medical GmbH
oder an einen unserer Fachhändler.

Laerdal Medical GmbH
Am Loferfeld 56 · 81249 München
Telefon: 089-864 954-0
info@laerdal.de · www.laerdal.de



Laerdal
helping save lives