



Tuotetiedotus  
Koulutusvälineet  
No. 2006-008

SW päivitys  
Resusci Anne Simulator, Resusci Anne Advanced SkillTrainer  
Poistaa defibrilloinnin tunnistamisongelman

Nuken ohjelmaversio SW 1.3 joka on käytössä sekä Resusci Anne Simulator:ssa sekä Resusci Anne Advanced SkillTrainer:ssa on ilmestynyt ja tuotannossa. Tärkein muutos on iskun tunnistamisongelman poistaminen käytettäessä defibrillaattoria bifaasisella iskulla (energia > 150J) tai käytettäessä defibrillaattoria monofaasisella iskulla negatiivisella käyrällä.

Painantaelvytyksen EKG:n aiheuttama artefakta on myös lisätty.

Uusi ohjelmaversio on valmiiksi tuotteissa joiden LOT-koodi on "0606" tai isompi. Vanhempien käytössä olevien laitteiden päivitys on löydettävissä seuraavasta linkistä:

<http://www.laerdal.com/document.asp?docID=18463393>

Ladattuasi ohjelman avaa tiedosto ja seuraa ohjeita "readme"-tiedostossa tehdäkseen päivityksen.