

Como identificar las versiones del Aspirador de Secreciones LSU

Versión anterior a abril de 2005

Utiliza filtros 781004 (12 unidades)

Como identificarlos:

Números de serie anteriores a 78330562356

Todas las conexiones son blancas



No tiene etiqueta informativa de la correcta colocación de las conexiones



FILTRO 781004 paq. de 12
FILTRO 781005 paq. de 50

Versión posterior a abril de 2005


Utiliza filtros 781200 (1 unidad)

Como identificarlos:

Números de serie posteriores a 78330562356



Etiqueta informativa



conexiones



FILTRO 781200 unidad

Puede adquirir un Kit de conversión LSU, que actualiza su LSU antiguo a la versión actual. Ref. 78090029