

Associez la performance à la commodité : Insufflateur à usage unique de dernière génération



Le BAG II, l'insufflateur manuel de référence de Laerdal

Les qualités incomparables des insufflateurs réutilisables associées au côté pratique de l'usage unique. Performance, polyvalence et confort pour répondre à vos besoins essentiels.



Fidèle à ses engagements de fournir une qualité optimale pour vous aider à sauver des vies, Laerdal est fière de vous proposer aujourd'hui le BAG II, l'insufflateur à usage unique de dernière génération.

Un complément majeur à notre gamme thérapeutique destinée à l'utilisation hospitalière, pré-hospitalière et militaire.

www.laerdal.fr

Le BAG II caractéristiques et bénéfiques

Trois tailles de ballon : Adulte, enfant et nourrisson.

- Volume adapté pour chaque patient
- Permet à l'utilisateur d'être au plus près du volume nécessaire pour un patient. Evite le risque d'hyperventilation

Usage unique

- Patient unique, pas de nécessité de nettoyage ni désinfection. Aucun risque de contamination croisée
- Pas de perte d'inventaire

Sans Latex

- Sécurité pour les utilisateurs ou patients allergiques

Tuyau oxygène

- Tuyau renforcé, ne se pince pas, pas de blocage de l'arrivée d'O².

Valve de surpression 35cm

- Pour les modèles enfant et nourrisson seulement

Crochet et poignée réglable

- Rangement facile et confort d'utilisation

Réservoir oxygène

- Permet d'insuffler 99 à 100% d'oxygène

Masques

- Bourrelet souple et dôme transparent pour contrôler la couleur de la peau du patient



Echelle de température

- Utilisable dans des conditions de température extrême
- Fonctionnement entre -18 et +50°C

Fabrication en PVC

- Perception fine de la résistance à l'insufflation
- Transparent
- Design ergonomique

Connecteur oxygène universel

- le tuyau se connecte directement sur tous les débit-litres

Informations commandes

Insufflateurs avec poignée

- 845011 Bag II adulte avec masque n°5
- 845021 Bag II enfant avec masque n°3
- 845031 Bag II nourrisson avec masque n°1
- 845041 Bag II adulte avec masque n°4

Masques usage unique

- 845050 Masque UU n°3 (boîte de 20)
- 845060 Masque UU n°4 (boîte de 20)
- 845070 Masque UU n°5 (boîte de 20)

Valve de PEEP

- 845080 Collecteur gaz expirés UU (boîte de 10)
- 845040 Valve de PEEP UU (boîte de 10)

Pour plus d'informations, visitez
www.laerdal.fr



Laerdal
helping save lives