

*Associez la performance à la commodité :
Insufflateur à usage unique de dernière génération*



Le BAG II, l'insufflateur manuel de référence Laerdal

Les qualités incomparables des insufflateurs réutilisables associées au côté pratique de l'usage unique. Performance, polyvalence et confort pour répondre à vos besoins essentiels.

Fidèle à ses engagements de fournir une qualité optimale pour vous aider à sauver des vies, Laerdal est fière de vous proposer aujourd'hui le BAG II, l'insufflateur à usage unique de dernière génération.

Un complément majeur à notre gamme thérapeutique destinée à l'utilisation hospitalière, pré-hospitalière et militaire.



Le BAG II caractéristiques et bénéfiques

Trois tailles: adulte, enfant et nourrisson.

- Volume adapté pour chaque patient
- Permet à l'utilisateur d'être au plus près du volume nécessaire pour un patient. Evite le risque d'hyperventilation

Usage unique

- Patient unique, pas de nécessité de nettoyage ni désinfection. Aucun risque de contamination croisée
- Pas de perte d'inventaire

Sans Latex

- Sécurité pour les utilisateurs ou patients allergiques

Crochet et poignée réglable

- Rangement facile et confort d'utilisation

Tuyau oxygène

- Tuyau renforcé, ne se pince pas, pas de blocage de l'arrivée d'O₂.

Réservoir oxygène


- Permet d'insuffler 99 à 100% d'oxygène

Valve de surpression 35cm

- Pour les modèles enfant et nourrisson seulement

Masques

- Bourrelet souple et dôme transparent pour contrôler la couleur de la peau du patient



Echelle de température

- Utilisable dans des conditions de température extrême
- Fonctionnement entre -18 et +50°C

Fabrication en PVC

- Perception fine de la résistance à l'insufflation
- Transparent
- Design ergonomique

Connecteur oxygène universel

- le tuyau se connecte directement sur tous les débit-litres

Informations commandes

Insufflateurs avec poignée

- 84501 | Bag II adulte avec masque n°5
- 84502 | Bag II enfant avec masque n°3
- 84503 | Bag II nourrisson avec masque n°1
- 84504 | Bag II adulte avec masque n°4

Masques usage unique

- 845050 | Masque UU n°3 (boîte de 20)
- 845060 | Masque UU n°4 (boîte de 20)
- 845070 | Masque UU n°5 (boîte de 20)

Valve de PEEP

- 845080 | Collecteur gaz expirés UU (boîte de 10)
- 845040 | Valve de PEEP UU (boîte de 10)

Pour plus d'informations, visitez
www.laerdal.fr



Laerdal
helping save lives

Laerdal Médical France, Bat. 5B | rue des Vergers, 69760 Limonest
Tel 0826 46 66 10 - Fax 04 78 35 38 45 - Courriel info@laerdal.fr