



Laerdal

helping save lives

CATALOGUE

Matériel de formation au secourisme

*Formez vos élèves aux
gestes qui sauvent !*

Nos partenaires



American
Heart
Association®



Global
Resuscitation
Alliance



British Heart
Foundation



resah



American Academy
of Pediatrics



DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN™



Mannequins Little

La gamme Little offre des solutions de formation accessibles et efficaces pour l'apprentissage de la réanimation cardiopulmonaire. Conçus pour un usage simple et rapide, ces mannequins favorisent la répétition des gestes essentiels et permettent de former un grand nombre de participants dans des contextes variés, de l'initiation grand public aux formations encadrées.

Famille Little	3
Little Anne 2.0	5
Little Anne QCPR	6
Little Junior QCPR	7
Little Baby QCPR	8

Mannequins Mini

La gamme Mini propose des solutions compactes et économiques, idéales pour les formations à grande échelle. Faciles à distribuer et à utiliser, ces mannequins permettent de sensibiliser largement aux gestes qui sauvent tout en garantissant une expérience d'apprentissage engageante et efficace

Mini Anne Plus	9
Mini Anne	10
Mini Baby	11

Mannequins Resusci

Avec la gamme Resusci, la formation atteint un niveau expert. Modulaires et évolutifs, ces mannequins permettent de simuler des situations complexes, d'intégrer des scénarios complets et de développer des compétences techniques et collectives. Ils accompagnent les apprenants dans la durée, du perfectionnement individuel à la coordination d'équipe, au plus proche des conditions réelles d'intervention

Resusci Anne QCPR	12
Resusci Junior QCPR	13
Resusci Baby QCPR	14

Tête en coupe & Solutions d'hygiène

Maquette de tête en coupe	15
Lingettes désinfectantes	15
Feuilles de protection	15

QCPR APP : un écosystème pédagogique unifié	16
--	----

RevivR : plateforme digitale d'enseignement des gestes qui sauvent	17
---	----

Formation au secourisme

Pack Famille Little QCPR



Little Family QCPR est un ensemble de mannequins de formation de secourisme adaptés à chaque âge, doté d'une valise de transport à roulettes pour en faciliter le transport et le stockage.

Les 3 mannequins simulent les spécificités physiologiques de l'adulte, l'enfant et le nourrisson. Leurs anatomies extrêmement réalistes garantissent aux apprenants les meilleures conditions d'entraînement à la réanimation cardio-pulmonaire. Le mannequin Little Baby QCPR est conçu pour l'entraînement à la pratique de la désobstruction des voies aériennes chez le nourrisson.

L'application QCPR, entièrement gratuite, offre un feedback en temps réel précis, complet et objectif.

Livré avec :

Valise de transport (1) + filtres pour mannequins (60) + masques de visage (6) + lingettes désinfectantes (24) + piles AA (12) + information produit (1)

Disponible en teinte sombre

Parce que chacun peut être amené à porter secours ou à en avoir besoin, il est essentiel que chacun puisse se reconnaître dans les outils pédagogiques utilisés.

Cette évolution s'inscrit dans notre engagement en faveur d'une formation plus inclusive, qui favorise l'identification, l'engagement et l'efficacité de l'apprentissage pour tous.



Applications de monitoring



QCPR App

- Possibilité de connecter jusqu'à 6 mannequins en simultanée.
- Feedback en temps réel
- Génération de rapports
- Exportation et partage de résultats
- Mode compétition avec QCPR Race



QCPR Classroom App

- Possibilité de connecter jusqu'à 42 mannequins en simultanée.
- Feedback en temps réel
- Scoring intelligent et comparatifs
- Vue détaillée du groupe d'apprenants
- Mode compétition avec QCPR Race
- Gratuite

Formation au secourisme

Famille Little QCPR

Pack Famille Little et AED Trainer

Le pack indispensable !

Plébiscité depuis de nombreuses années, ce pack pédagogique offre une **expérience d'apprentissage complète, réaliste, efficace et accessible**.

L'AED Trainer, inclus dans le pack, permet un enseignement de la défibrillation qui répond à la fois aux besoins de formation du grand public, des secouristes et des professionnels de la santé. Doté de la technologie QCPR, l'AED Trainer permet d'exécuter les scénarii les plus rencontrés sur le terrain.

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT
SUR INTERNET

Pour commander sur notre Site, c'est très simple : il vous suffit de vous identifier sur votre compte et de valider votre commande en sélectionnant l'option "paiement à réception de facture", ce qui vous permet de régler votre commande par mandat administratif ou virement à 30 jours.

-15%



Exclusivité Internet !
Rendez-vous sur laerdal.com

KIT version claire : [accéder au kit en ligne](#)
KIT version sombre : [accéder au kit en ligne](#)

Informations de commande

Produits principaux

- 136-01050 Famille Little QCPR - Version claire
- 136-03050 Famille Little QCPR - Version sombre

Masques de visage - version claire

- 310215 Masque de visage adulte
- 310210 Masque de visage junior
- 130-10450 Masque de visage Little Baby

Voies respiratoires

- 020301 Voies respiratoires Little Anne (x24)
- 182110 Voies respiratoires Junior (x25)
- 133-10150 Voies respiratoires Little Baby (x24)

Accessoires

- 136-50450 Valise à roulettes

Masques de visage - version sombre

- 310215 Masque de visage adulte
- 310210 Masque de visage junior
- 130-10450 Masque de visage Little Baby

Solutions d'hygiène

- 152400 Pochettes désinfectantes (x 50)
- 152401 Pochettes désinfectantes (x1200)
- 15120103 Feuilles de protection visage (6 x 36 feuilles)

Formation au secourisme

Little Anne 2.0



Livré avec :

Valise de transport (1) + filtres pour mannequins (60) + masques de visage (6) + lingettes désinfectantes (24) + piles AA (12) + information produit (1)

Doté d'une ergonomie totalement repensée, Little Anne gagne en légèreté, maniabilité et portabilité.

Conçue pour répondre aux besoins actuels des formateurs, ce mannequin allie réalisme anatomique, connectivité QCPR et optimisation logistique.

Un degré de réalisme intact et un design optimisé

Le nouveau Little Anne reproduit fidèlement les repères anatomiques (sternum et thorax) et permet de réaliser des compressions et des ventilations réalistes, avec une élévation visible de la poitrine et une bascule de la tête nécessaire pour effectuer les insufflations.

Un engagement environnemental renforcé

Fabriquée à partir de matériaux recyclés, Little Anne contribue à réduire l'empreinte carbone tout en maintenant un haut niveau de qualité (résiste à 500 000 compressions).

Robustesse et légèreté

Les 6 mannequins empilables peuvent être superposés et rangés dans une seule mallette. Cette conception facilite le transport, réduit l'encombrement et simplifie le stockage lors des formations.

Un système de filtration innovant

Le nouveau système de filtre s'installe rapidement et évite le remplacement systématique des poumons après chaque utilisation. Résultat : un gain de temps, une maintenance simplifiée et une réduction des coûts d'exploitation.

QCPR App



- Possibilité de connecter jusqu'à 6 mannequins en simultané.
- Feedback en temps réel
- Génération de rapports
- Exportation et partage de résultats
- Mode compétition avec QCPR Race

Informations de commande

Produits principaux

- I35-01050 Pack 6 Little Anne (coloris mixtes)
- I35-01350 Pack 6 Little Anne (couleur sombre)
- I35-01250 Pack 6 Little Anne (couleur claire)

Masques de visage

- I35-15050 Masque de visage (version claire)
- I35-14050 Masque de visage (version sombre)

Filtres

- I35-11050 Pack de 60 filtres

Accessoires

- I36-50450 Valise à roulettes Little Famille QCPR

Solutions d'hygiène

- I52400 Pochettes désinfectantes (x 50)
- I52401 Pochettes désinfectantes (x 1200)
- I5120103 Feuilles de protection visage (6 x 36 feuilles)



Livré avec :

Sac de transport (1) + paire d'électrodes (1) + piles AA (4) par AED Trainer + guide de démarrage (1)



Vendu à l'unité ou par pack de 3, l'AED Trainer convient aux formations de groupe.
Il est possible de configurer plusieurs AED Trainer grâce à QCPR App.

Formation à la défibrillation

AED TRAINER

L'AED Trainer propose les mêmes fonctionnalités que la plupart des DAE présents sur le marché. Les apprenants n'auront aucune difficulté à s'adapter quel que soit l'appareil utilisé en situation réelle.

Simulez les scénarios les plus rencontrés (6 scénarios)


- détection de rythmes choquables
- détection de rythmes non choquables
- mauvaise connexion des électrodes

Personnalisable

L'AED Trainer propose plusieurs configurations, afin de s'adapter à votre équipement réel : Électrodes préconnectées et non connectées.

Compatible QCPR App

- Activation ou non d'un métronome
- Pilotage d'un ou plusieurs AED Trainers
- Monitoring de différents mannequins



Informations de commande

Produits principaux

- 197-01050 AED Trainer (pack de 1)
197-02050 AED Trainer (pack de 3)

Consommables

- 198-80550 Electrodes adultes
198-80750 Electrodes pédiatriques
198-80650 Electrodes Link

Accessoire

- 020300 Sac de transport

Kits avec AED Trainer

à commander sur [Laerdal.com](https://www.laerdal.com)

Famille Little & AED Trainer

Little Anne & AED Trainer

Kit 6 Little Anne empilables & 3 AED Trainers



Livré avec :

Masque de visage suppl. (1), voie resp. suppl. (1) + lingettes (4) + veste (1) + housse/tapis d'entraînement (1) + mode d'emploi (1) + infos produit (1) + piles AA (2)

Formation au secourisme

Little Anne QCPR

La Little Anne QCPR associe réalisme anatomique, simplicité d'entretien et technologie intelligente pour offrir des conditions d'entraînement optimales à la réanimation cardio-pulmonaire.

Anatomie réaliste pour un apprentissage efficace

Le torse anatomiquement précis, avec une reproduction fidèle du sternum, fournit des repères anatomiques fiables pour un positionnement correct des mains et une exécution optimale des compressions thoraciques. Un clicker sonore indique le respect de la profondeur des compressions.

Connectée à l'application QCPR App, Little Anne QCPR offre une mesure précise de la qualité des compressions (rythme, compression, relâchement) et des ventilations réalisées sur le mannequin.

Réaliste

- Repères anatomiques précis (sternum, cage thoracique)
- Élévation visible du thorax lors des insufflations
- Bascule de la tête et subluxation de la mâchoire nécessaires pour ventiler
- Pincement du nez possible pour reproduire les conditions réelles

QCPR App

- Possibilité de connecter jusqu'à 6 mannequins en simultané.
- Feedback en temps réel
- Génération de rapports
- Exportation et partage de résultats
- Mode compétition avec QCPR Race

Disponible en version sombre



Informations de commande

Produits principaux

I23-01050 Little Anne QCPR (version claire)
I23-03050 Little Anne QCPR (version sombre)

Masques de visage

310210 Masque de visage (version claire)
310215 Masque de visage (version sombre)

Voies respiratoires

020300 Voies respiratoires Little Anne QCPR (X24)
020301 Voies respiratoires Little Anne QCPR (X96)

Accessoires

I36-50450 Valise à roulettes Little Famille QCPR

Solutions d'hygiène

I52400 Pochettes désinfectantes (x 50)
I52401 Pochettes désinfectantes (x1200)
I5120103 Feuilles de protection visage (6 x 36 feuilles)



Livré avec :

Housse/tapis d'entraînement (1) + veste Little Junior (1) + poumon/voie resp. suppl. (1) + visage suppl. (1) + lingettes (4) + piles AA (2) + infos produit (1) + mode d'emploi (1)

Formation au secourisme

Little Junior QCPR

Le mannequin Little Junior QCPR offre une formation réaliste à la RCP de l'enfant.

Little Junior simule l'anatomie réaliste d'un enfant de 8 ans :

- **Obstruction naturelle des voies aériennes**, nécessitant une hyperextension correcte de la tête pour ventiler efficacement
- **Repères anatomiques réalistes** : facilite l'identification précise du point de compression
- **Signal sonore intégré** : confirme la zone correcte de massage et aide l'apprenant à corriger son geste en temps réel
- **Débriefing complet avec QCPR App**

Robuste, simple d'utilisation et conçu pour un usage répété, Little Junior est l'outil idéal pour renforcer l'apprentissage et la pratique des gestes qui sauvent chez l'enfant.

VERSION SOMBRE



PACK DE 4



QCPR App

- Possibilité de connecter jusqu'à 6 mannequins en simultané.
- Feedback complet en temps réel
- Génération de rapports
- Exportation et partage de résultats
- Mode compétition avec QCPR Race

Informations de commande

Produits principaux

I 128-01050	Little Junior QCPR
I 28-03050	Little Junior QCPR sombre
I 29-01050	Little Junior QCPR, pack de 4
I 29-03050	Little Junior QCPR sombre, pack de 4
I 28-60750	Kit de mise à niveau QCPR Little Junior

Masques de visage

I 83010	Masque de visage (version claire)
I 83015	Masque de visage (version sombre)

Voies respiratoires

I 83210	Voies respiratoires Junior (nb : 25)
I 23211	Voies respiratoires Junior (nb : 100)

Solutions d'hygiène

I 52400	Pochettes désinfectantes (x 50)
I 52401	Pochettes désinfectantes (x 1200)
I 5120103	Feuilles de protection visage (6 x 36 feuilles)

Formation au secourisme

Little Baby QCPR



Little Baby QCPR représente un nourrisson de 3 mois, conçu pour la formation à la réanimation cardiopulmonaire.

Il permet l'entraînement à l'éjection du corps étranger.

L'apprenant devra adapter la force à appliquer afin d'obtenir la désobstruction des voies respiratoires.

Fonctionnalités :

- inclinaison de la tête avec voies respiratoires ouvertes/bloquées ;
- feedback sur le positionnement des mains ;
- soulèvement de la poitrine visible lors des ventilations ;
- aspects visuel et tactile des côtes du bébé ;
- points de repère, tétons, pointe du sternum ;
- membres dotés d'une mobilité réaliste ;
- conception durable, avec taille et poids réalistes ;

Livré avec :

Lingettes (4) + body (1) + housse/tapis de transport (1) + mode d'emploi (1) + infos produit (1) + piles AA (2)

VERSION SOMBRE



PACK DE 4



QCPR App

- Possibilité de connecter jusqu'à 6 mannequins en simultané.
- Désobstruction des voies aériennes (le bébé pleure lorsque la manœuvre est correctement réalisée)
- Feedback ventilations et compressions
- Génération de rapports
- Exportation et partage de résultats

Informations de commande

Produits principaux

133-01050	Little Baby QCPR
133-03050	Little Baby QCPR sombre
134-01050	Little Baby QCPR, pack de 4
134-03050	Little Baby QCPR sombre, pack de 4

Masques de visage

130-10450	Masque de visage (version claire)
130-10550	Masque de visage (version sombre)

Voies respiratoires

133-10150	Voies respiratoires Little Baby (x 24)
-----------	--

Accessoire

130-10050	Connecteurs visage Little Baby (x5)
-----------	-------------------------------------

Solutions d'hygiène

152400	Pochettes désinfectantes (x 50)
152401	Pochettes désinfectantes (x 1200)
15120103	Feuilles de protection visage (6 x 36 feuilles)



Livré avec :

Mannequins (10) + Tapis de sol (10)
+ Sacs de gonflage (10) + Sac de transport (1) + Sacs collecteurs en mailles (2) + Masques faciaux (10) + Pochettes désinfectantes pour mannequin (50) + Voies respiratoires (50) + Protections pour genoux (10)

Caractéristiques

- Bascule de la tête pour ouvrir les voies aériennes
- Pincement du nez sur un nez souple et réaliste
- Elévation visible de la poitrine lorsque la ventilation est correctement réalisée
- Valve unidirectionnelle dans les voies aériennes favorisant une formation à la ventilation hygiénique

Formation aux gestes qui sauvent

Mini Anne Plus

Former à l'alerte, la pratique du massage cardiaque et à l'utilisation d'un défibrillateur.

Mini Anne Plus est un kit économique de mannequins réutilisables d'enseignement des gestes qui sauvent.

Une solution durable, portable et facile à utiliser

Testés pour résister à au moins 300 000 compressions, les mannequins Mini Anne Plus sont conçus pour être réutilisés lors de plusieurs sessions de formation.

Améliorer la qualité de la formation à la RCP

Les mannequins Mini Anne Plus sont équipés d'un clicker réglable avec deux réglages, « dur » et « souple », permettant de fournir un retour sur la profondeur des compressions.



Informations de commande

Produits principaux

106-00550 Mini Anne Plus, pack de 10

Masques de visage

106-12000 Masque de visage

Voies respiratoires

106-10050 Voies respiratoires Mini Anne Plus (x 50)

Solutions d'hygiène

152400 Pochettes désinfectantes (x 50)
152401 Pochettes désinfectantes (x 1200)
15120103 Feuilles de protection visage
(6 x 36 feuilles)

Accessoires

106-10650 Sac de gonflage
106-10550 10 protège-genoux
106-10250 Sac en maille
106-10101 Pompe instructeur



Livré avec :

- Mannequin Mini Anne (1)
- AED Trainer simulé (1)
- Sac de rangement rapide (1)

Caractéristiques

- Mannequin gonflable (torse)
- Résistance réaliste du thorax
- Points de repère permettant un positionnement correct des mains pour les compressions
- Clic de compression permettant d'évaluer la profondeur de compression requise
- Soulèvement visible de la cage thoracique lors des ventilations
- Apprentissage autodirigé - Programme de RCP

Formation aux gestes qui sauvent

Mini Anne

MiniAnne a été conçu pour initier le plus grand nombre aux gestes qui sauvent.

Ce kit pédagogique individuel permet au grand public de se sensibiliser et de se former à la prise en charge d'un arrêt cardiaque.

Chaque participant repart avec son kit MiniAnne afin de pouvoir reproduire les gestes appris à domicile et les partager autour de lui.

Le kit comprend un mannequin gonflable et un défibrillateur factice, ainsi qu'un QR code, situé au dos du sac, donnant accès à une vidéo de formation.

Il est idéal pour les actions de sensibilisation grand public, en milieu scolaire, en entreprise ou lors d'événements.



Information de commande

Produit

103-00050 Mini Anne



Livré avec :

- Mannequin Mini Baby (1)
- AED Trainer simulé (1)
- Sac de rangement rapide (1)

Caractéristiques

- Mannequin corps entier gonflable
- Résistance réaliste du thorax
- Points de repère pour localiser le sternum
- Clic de compression permettant d'évaluer la profondeur de compression requise
- Soulèvement visible de la cage thoracique lors des ventilations
- Apprentissage auto dirigé des gestes qui sauvent. Un QR Code est disponible pour vous permettre d'accéder à la vidéo de formation.

Formation aux gestes qui sauvent

Mini Baby

Mini Baby a été conçu pour permettre au plus grand nombre de se former aux gestes qui sauvent chez le nourrisson.

Ce kit pédagogique individuel s'inscrit dans un programme d'apprentissage autonome de la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) ou dans le cadre de formations de groupe.

Il comprend un mannequin nourrisson gonflable corps entier, dont le thorax permet des compressions avec un retour sonore (clic) indiquant la profondeur correcte, ainsi qu'un soulèvement visible lors des ventilations.

La formation permet d'acquérir les compétences essentielles en RCP pédiatrique, y compris la désobstruction des voies aériennes, grâce à des instructions vidéo en auto-apprentissage.



Information de commande

Produit

I03-00250 Mini Baby



Livré avec :

Sac de transport (1) + ressort de compression 45 kg préinstallé (1) + lingettes (4) + infos produit (1) + mode d'emploi (1) + câble USB A/C (1) + adaptateur secteur USB 2 A (1)

QCPR App



- Possibilité de connecter jusqu'à 6 mannequins en simultanée.
- Feedback en temps réel
- Génération de rapports
- Exportation et partage de résultats
- Mode compétition avec QCPR Race

Formation professionnelle

Resusci Anne QCPR

Le Resusci Anne for QCPR offre un réalisme avancé pour optimiser vos formations à la réanimation cardio-pulmonaire.

Grâce à ses repères anatomiques précis et à une résistance thoracique simulant fidèlement celle d'un adulte, il permet un apprentissage efficace des ventilations et des compressions, ainsi que des techniques essentielles de libération des voies aériennes (bascule de la tête et subluxation de la mâchoire).

Modulaire et évolutif, ce mannequin s'adapte aux besoins des instructeurs en permettant la mise en place d'entraînements à la RCP combinés à des scénarios de premiers secours et de traumatologie via des kits optionnels.

Conçu pour intégrer de multiples fonctionnalités, il accompagne les apprenants dans la maîtrise complète des compétences en réanimation.



Informations de commande

Produits principaux

171-00160	Resusci Anne QCPR Torse
171-01260	Resusci Anne QCPR Corps entier
172-00160	Resusci Anne QCPR Torse + Tête intubation
172-01260	Resusci Anne QCPR Corps entier + Tête intubation
173-00160	Resusci Anne QCPR AED Torse
173-01260	Resusci Anne QCPR AED Corps entier
174-00160	Resusci Anne QCPR AED Torse + tête intubation
174-01260	Resusci Anne QCPR AED Corps entier + tête intub.

Solutions d'hygiène

152400	Pochettes désinfectantes (x 50)
152401	Pochettes désinfectantes (x 1200)
15120103	Feuilles de protection visage (6 x 36 feuilles)

Voies respiratoires

152250	Voies respiratoires RA (x 24)
--------	-------------------------------

Masques de visage

1310210	Masque de visage
---------	------------------

Accessoire

312050	Module blessures/trauma
--------	-------------------------



Livré avec :

Housse de transport souple servant également de tapis d'entraînement (1) + poire d'insufflation (1) + lingettes pour mannequin (4) + masques faciaux (3) + voies respiratoires junior (3) + informations importantes relatives au produit (1) + mode d'emploi (1) + voies respiratoires (2), USB type A/C + adaptateur USB CA 2 A (1) + piles AA (4)

Formation professionnelle

Resusci Junior QCPR

Le mannequin Resusci Junior QCPR est un mannequin de réanimation de qualité professionnelle conçu pour la formation à la RCP haute performance en équipe. Mannequin modulaire, le Resusci Junior QCPR peut être mis à niveau pour répondre aux besoins en formation avancée à la gestion des voies aériennes, permettant ainsi aux premiers intervenants et aux équipes de s'entraîner à différents scénarios.


La physionomie du Resusci Junior permet des compressions thoraciques et des mouvements de tête réalistes, le mannequin est également équipé de capteurs avancés. Connectés à un dispositif de feedback, ces capteurs mesurent chaque compression et ventilation afin de vous aider à vous entraîner pour atteindre un haut degré de précision et de compétence.

Mannequin évolutif

Formez les apprenants à la bonne utilisation des équipements supra-glottiques avec le module de tête de gestion des voies aériennes (en option)



QCPR App



- Possibilité de connecter jusqu'à 6 mannequins
- Feedback en temps réel
- Génération de rapports
- Exportation et partage de résultats
- Mode compétition avec QCPR Race

Informations de commande

Produits principaux

181-00150 Resusci Junior QCPR

Voies respiratoires

181-30010 Voies respiratoires RJ (x 12)

Masques de visage

183010 Masques de visage RJ (x6)

Accessoire

182-50010 Tête de gestion des voies aériennes

Solutions d'hygiène

152400 Pochettes désinfectantes (x 50)
152401 Pochettes désinfectantes (x1200)
15120103 Feuilles de protection visage (6 x 36 feuilles)



Formation professionnelle

Resusci Baby QCPR

Doté d'une cage thoracique réaliste, d'un capteur indiquant le positionnement correct des mains, Resusci Baby QCPR offre un niveau de formation inédit pour la prise en charge des nourrissons victimes d'un arrêt cardiaque.

Conçu pour être évolutif, Resusci Baby QCPR peut être configuré pour la formation à l'infusion intra-osseuse (IO) ainsi qu'à la gestion avancée des voies aériennes, permettant aux premiers intervenants et aux équipes de s'entraîner à une large variété de scénarios.

Livré avec :

housse de transport 20 L (1) + poire d'insufflation (1) + voies respiratoires à usage unique (5) + masque de visage (2) + lingettes (4) + couverture (1) + brassard QCPR (1) + infos produit (1) + mode d'emploi (1) + kits VR (2) + câble USB type A/C (1) + adaptateur secteur USB 2 A (1)

Mannequin évolutif

- Modules optionnels pour configurer le mannequin en fonction des besoins
- Possibilité d'insérer des dispositifs supra-glottiques et de reproduire les protocoles d'intubation endotrachéale grâce à l'option tête dédiée.
- Grâce à la jambe IO : mise en œuvre les techniques de perfusion intra-osseuse.

Caractéristiques

- Mannequin avec repères anatomiques réalistes.
- Une cage thoracique extrêmement fidèle.
- Des techniques correctes de bascule de la tête et subluxation de la mâchoire doivent être réalisées pour libérer les voies respiratoires.

QCPR App



- Possibilité de connecter jusqu'à 6 mannequins en simultané.
- Feedback en temps réel
- Génération de rapports
- Exportation et partage de résultats
- Mode compétition avec QCPR Race

Informations de commande

Produits principaux

161-01260 Resusci Baby QCPR avec tête standard
162-01250 Resusci Baby avec tête de gestion VA

Masques de visage

143600 Masque de visage (x6)

Voies respiratoires

161-10550 Voies respiratoires Resusci Baby (x5)

Module optionnel

083200 Jambe IO Resusci Baby

Solutions d'hygiène

152400 Pochettes désinfectantes (x 50)
152401 Pochettes désinfectantes (x1200)
15120103 Feuilles de protection visage
(6 x 36 feuilles)



010900 Tête en coupe

Tête en coupe

Maquette en plastique articulée permettant d'expliquer la libération des voies aériennes par bascule de la tête et/ou subluxation de la mâchoire.

Ce modèle de tête en coupe est un outil pédagogique qui permet aux apprenants de visualiser et comprendre l'anatomie des voies aériennes et d'assimiler les gestes de premiers secours indispensables en cas d'urgence.

Feuilles de protection

Rouleau de 36 feuilles de protection faciale jetables pour pratiquer des insufflations sur un mannequin

Chaque feuille est munie d'un filtre, à but anti-allergique, et est imprimée pour reconnaître le sens d'utilisation.

Une feuille par élève doit être distribuée au début de la formation, les élèves peuvent réutiliser leur feuille de protection tout au long de la formation.



15120103 Rouleau de 36 feuilles de protection



152400 Boîte de 50 lingettes
152401 Boîtes de 1200 lingettes

Lingettes désinfectantes

Lingettes désinfectantes pour mannequin recommandées pour nettoyer le visage et la bouche d'un mannequin entre chaque utilisation afin de le maintenir propre et dans des conditions d'hygiène irréprochables.

Compresse imprégnées de 70 % d'alcool dénaturé, emballées dans des pochettes individuelles.

Chaque pochette contient 2,5 ml de solution d'alcool

Initialement développé en partenariat avec la British Heart Foundation, RevivR est un programme qui propose une formation à la réanimation cardio-pulmonaire entièrement autodirigée, accessible pour tous, avec ou sans instructeur et conçue pour être suivie en une quinzaine de minutes.

L'objectif est de renforcer la capacité des citoyens à intervenir en situation d'urgence mais également de maintenir leurs compétences à jour.


Le programme RevivR propose des modules pédagogiques simples, des quiz interactifs ainsi que des exercices pratiques guidés par caméra avec retour visuel.

Pour les apprenants

Une formation interactive

Les apprenants bénéficient ainsi d'une expérience à la fois complète et engageante grâce à :

- Un cours en ligne
- Des **quiz interactifs**,
- Un **simulateur d'appel d'urgence**,



Une formation pratique

Les apprenants effectuent les gestes de réanimation cardiopulmonaire sur un support pédagogique et apprennent l'utilisation d'un défibrillateur grâce à :

- Un module pratique du massage cardiaque et d'utilisation d'un défibrillateur,
- **Un feedback en direct via la caméra**,
- **La possibilité de suivre ses performances via des URL/QR codes trackables.**



Pour les enseignants

Simplicité

La préparation de l'enseignant est minimale ; l'intégralité du contenu est fourni par la plateforme, ce qui permet de se concentrer sur l'animation et l'engagement des élèves.

Flexibilité

Les enseignants adaptent le rythme et le contenu selon leur groupe, tout en respectant les prérequis pédagogiques.

Un écosystème unifié

QCPR APP



QCPR App propose une solution unifiée compatible avec toute notre gamme QCPR.

Grâce à **QCPR App**, il vous sera possible de monitorer tous les mannequins de notre gamme QCPR et de piloter des scénarios avec l'AED Trainer. La connexion Bluetooth permet de contrôler 6 appareils simultanément.


Nous rappelons que l'application **QCPR App** est entièrement gratuite et compatible avec tous les appareils Android et iOS.

Solutions compatibles

Little Anne QCPR
Little Junior QCPR
Little Baby QCPR
Little Family QCPR
Resusci Anne QCPR
Resusci Junior QCPR
Resusci Baby QCPR
Resusci Family QCPR
AED Trainer

Aide & Support directement accessible depuis l'App

- Mises à jour disponibles
- Identification de vos appareils (type, numéro de série, version)
- Données d'utilisation : total des compressions et des ventilations effectuées depuis la mise en service



Un débriefing précis, fiable et complet

QCPR APP




Dans le domaine de la formation aux gestes qui sauvent, le débriefing constitue une étape essentielle. C'est le moment où l'apprentissage prend tout son sens, les actions sont analysées, les erreurs comprises, et les bons réflexes consolidés.

Retour objectif & détaillé




Retour détaillé en temps réel des compressions, des ventilations et du temps d'interruption

Paramétrage personnalisé




Personnalisation des seuils de performance selon les besoins (guidelines standards ou sur-mesure)

Comparaison des sessions



Affichage comparatif des séances de RCP enregistrées

Exportation des résultats



Exportation des résultats pour externalisation de rapports, analyses ou certifications

Solutions de formation au secourisme

GQS



PSC



SST/PSE



Mannequins Resusci

Mannequins avancés et modulaires, très réalistes, intégrant des technologies de feedback et de simulation pour des formations professionnelles et expertes (qualité RCP, scénarios complexes).



Mannequins Little

Mannequins réalistes, robustes et adaptés aux formations encadrées, offrant un haut niveau de précision (anatomie, ventilation, feedback) et un retour sur information objectif, complet et en temps réel.



Mannequins Mini

Economiques, compacts, simples d'utilisation et conçus pour l'enseignement des gestes qui sauvent. Idéals pour des formations à grande échelle.



Fonctionnalités

Gamme Mini

Gamme Little

Gamme Resusci

Application Q CPR

✗

✓

✓

Débriefing en temps réel

✗

✓

✓

Evaluation de la qualité de la RCP

✗

✓

✓

Repères anatomiques

✗

✓

✓

Clicker sonore

✗

✓

✓

Soulèvement thoracique

✗

✓

✓

Subluxation/bascule de la mâchoire

✗

✓

✓

Défibrillation

✗ (choc simulé)

✓ (choc simulé)

✓ (choc simulé et réel)

Tête de gestion des voies aériennes

✗

✓ (en option)

✓ (en option)

Modules de traumatologie

✗

✗

✓ (en option)

Pouls

✗

✗

✓



La société Laerdal a été fondée en 1940. Au cours des vingt premières années nous avons créé des jouets et des livres pour enfants.

En 1960, avec le mannequin Resusci Anne, la société s'est consacrée au développement de la réanimation et des soins d'urgence. Il nous fallait un nouveau logo pour illustrer notre mission. Notre fondateur, Åsmund S. Lærdal, a choisi l'image du Bon Samaritain. Il représente l'ancienne légende du voyageur dont la compassion et les soins désintéressés sauvèrent la vie d'un parfait étranger. C'est devenu notre emblème et notre inspiration.

Aujourd'hui, Laerdal se consacre à aider à sauver des vies avec des produits, des services et des solutions qui sont les maillons de la Chaîne de Survie. Le logo du Bon Samaritain symbolise ainsi notre engagement envers chaque professionnel de la santé et chaque bénévole ayant appris à sauver la vie d'un membre de sa famille, d'un ami ou d'un étranger dans le besoin.

Ce sont eux les véritables Bons Samaritains



LAERDAL MEDICAL FRANCE
La Licorne, 540 All. des Hêtres Bâtiment A, 69760 Limonest
Mail : laerdal.france@laerdal.com
Tél.: 04 72 52 02 52